

T&J-Atype 台式玻璃生物反应器

T&J-Atype台式玻璃生物反应器/发酵罐提供更强大功能和更多选择，满足工艺开发表征中的苛刻要求，它是理想的缩小及放大应用的反应器/发酵罐。适用于所有类型的微生物培养和细胞培养工艺。



Welcome To T&J
通过《如何进行发酵实验》
系列课程来了解Atype II



特性

- >易于操作、占地空间小、灵活配置、精确的控制系统
- >间歇式发酵、补料分批发酵、半连续发酵、连续发酵
- >Atype系列玻璃罐有一体化离位灭菌和在位灭菌两种类型
- >所有金属部件均为316L不锈钢材质，易于清洁
- >模块化设计，可增减各功能模块，满足用户调整反应器系统以适应工艺需要，使投资成本和运行成本降低
- >可选配多种传感器，更多的关联控制
- >PID控制，缩短工艺优化时间

T&J-Atype台式玻璃生物反应器

独特的设计，占地面积更小，更节省实验室空间



全容积	3L/5L/7L/10L
灭菌方式	离位灭菌/在位灭菌
罐体材质	硅硼玻璃+不锈钢顶盖(SUS 316L)
搅拌方式	机械搅拌/磁力搅拌
控制参数rs	温度、转速、pH、DO、消泡、补料、空气流量、压力
扩展配置	多路补料、补料称重、ORP、甲（乙）醇含量在线检测、尾气O ₂ /CO ₂ 在线检测、葡萄糖、菌体浓度在线检测
控制系统	S-control生物控制器
软件	BioCascade迪必尔发酵过程监控软件

